



GUARDIAN[®]

User Instructions & Warranty | Mode d'emploi
et garantie | Instrucciones de uso y garantía

**Basic Steel Rollator with
8" (20.32 cm) Wheels
Rolling Walker**

**Déambulateur de base en acier
à roulettes de 20,32 cm (8 po)
marchette à roulettes**

**Andador básico de acero
con ruedas de 8" (20.32 cm)
andador rodante**

NEEDHAM PUBLIC LIBRARY

1139 Highland Avenue
Needham, Massachusetts 02494

3 301-7 01162 9677



MDS86860EBS8



MDS86860ERS8

REF MDS86860EBS8

REF MDS86860ERS8

Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

Safety Instructions

To ensure your safety in using the Medline rollator, the following safety information and all instructions must be followed.

General Cautions

- ⚠ **DO NOT use this product without first reading and understanding the Instructions contained in this manual.** If you are unable to understand the warnings, cautions, or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before use. Failure to do this may result in bodily injury or damage to the device.
- ⚠ The rollator is **NOT** intended to be used to move around while seated.
- ⚠ Rollators are intended for individual use only and are **NOT TO BE USED AS A WHEELCHAIR**. Serious injury to the user and/or damage to the rollator's frame or wheels may result from improper use.
- ⚠ **DO NOT** use the rollator to walk backwards, down gradients or to climb stairs, curbs, or to go over obstacles. Serious risk of fall or injury may occur.
- ✓ The backrest is intended to provide back support while seated. The backrest is not intended to support full body weight. Avoid leaning while sitting as this may result in fall.
- ✓ All wheels must be in contact with the floor and/or ground at **ALL TIMES**. This will ensure the rollator is properly balanced.
- ⚠ **DO NOT** exceed the maximum weight capacity (including basket contents) or serious injury could result. **Maximum weight capacity: 300 lb (136 kg).**
- ✓ Items should be placed completely in bag and should not protrude. Excess weight may cause the rollator to tip, resulting in bodily injury or rollator damage.
- ✓ The basket located under the seat has a weight limitation of 5 lb (2.26 kg).
- ✓ Before each use make sure the rollator frame is fully opened.
- ✓ Periodically wipe down the rollator with a soft cloth and nonabrasive cleaner.

Seat Cautions

- ✓ The brakes **MUST** be in the locked position **BEFORE** sitting on the seat.
- ⚠ **DO NOT** sit on the rollator while it is being loaded into a vehicle or while it is being transported in a vehicle.
- ⚠ **DO NOT** use the seat to transport people or objects.
- ⚠ **DO NOT** sit on the seat when the rollator is on an incline.

Brake Cautions

- ⚠ Check the brakes for proper operation. Make sure that all parts are secure and that the moving parts are in good working order.
- ⚠ Wheels should roll easily and not wobble.
- ⚠ When rising from a lower position, **DO NOT** use the rollator to provide assistance to the user. If the rollator is used to pull the user up to a standing position, the rollator may move even if the brakes are in the locked position and this could result in a fall.
- ⚠ **DO NOT** push the rollator while brakes are enabled. Brakes are to be used to keep the wheels from rolling. However, it may not prevent the rollator from moving if it is pushed.

Note: Only use accessories and spare parts authorized by Medline Industries, LP.

Rollator Parts List

Note You may wish to request a set up and operating demonstration with your local Medical Equipment provider or pharmacy.

Rollator Parts List

- 1 Rollator Frame with wheels
- 1 Backrest
- 2 Handlebars with Brake
- 1 Basket
- 2 Height Adjustment Levers
- 2 Screws and Washers




Figure 1: Assembled Rollator

Assembled Rollator

- A. Handgrips
- B. Adjustment Levers
- C. Backrest
- D. Backrest Attachment
- E. Seat
- F. Brake Handles
- G. Brake Cables
- H. Folding Mechanism
- I. 8" (20.3 cm) Front Wheels
- J. 8" (20.3 cm) Back Wheels
- K. Basket




Figure 2: Brake Handle

Assembly Instructions

1. Carefully remove the rollator components from the shipping carton. Refer to diagram (**Figure 1**) as needed.
2. Examine all parts for shipping damage. **DO NOT** use the rollator if there is apparent damage or if any parts (other than the bag) are missing. If there are missing or damaged parts, please call Medline Customer Care toll free at **1-800-MEDLINE**.
3. Remove plastic cover from wheels. Check all of the wheels to see that they are in good working order and roll freely. Please also ensure that all four wheels touch the ground.
4. Unfold the rollator by pushing down on the Folding Bracket (**H**) until the Frame is in full extension.
5. Insert the backrest (**C**) into the attachment pieces so that the curved portion faces the front of the unit. The backrest slides easily into plastic attachment piece.
6. Insert the handlebars so that the handgrips (**A**) are aligned with the rear wheels. The brake cables should be on the outside of the handlebars and frame. Ensure excess brake cable loops towards the front of the rollator.
7. Secure the handlebars by inserting the screw from the inside of the frame through the holes. Align the bolt head so it fits flush against the frame. Apply pressure to the bolt and add the washer on the opposite side of the bolt. Then apply the Height adjustment lever (**B**) and slightly tighten. Adjust the height of the handgrips (**A**) for proper fit.

Determine Proper Height

Stand upright behind the rollator with shoulders relaxed, arms hanging at your side and eyes looking straight ahead. Standing in this position, the handgrips (**A**) of the rollator should be adjusted to a height even with the wrists. Once the handlebar is at the desired height, fully tighten the height adjustment lever (**B**). **Important:** Hand tighten only! The button on the lever can be pushed to rotate the handle to desired angle. Repeat on other side. Make sure the push handles are even and fully tightened before each use.

Operating Instructions

Using the rollator as a walker

For proper positioning and use of the rollator, imagine a line drawn across the back of the rear wheels. Part of one foot should be slightly ahead of that line as you walk.

To Operate the Brakes (Figure 3)

To slow down, squeeze the brake handles up

- To lock the brakes, push down on the brake handles until you feel or hear the brakes click into the locked position. If the brakes have been adjusted but the rear wheels on the rollator move while the brakes are in the locked position, **DO NOT** use the rollator. Please call our toll-free Customer Service number at 1-800-MEDLINE for returns or repairs.

- To release the brakes from the locked position, simply pull up on the brake handles.



Figure 3




Figure 4

Using the rollator as a seat

Push the rollator to the desired location.

- **LOCK** the brakes **BEFORE** sitting.
- **DO NOT** self propel the rollator while seated.

Brake Adjustment (Figure 4)

1. Loosen the cable nut.
2. Hold brake down onto wheel.
3. Pull down on brake cord.
4. Retighten cable nut.

CAUTION: After making any adjustments to the rollator brakes, you must test the brakes before the rollator is used. See Maintenance Instructions.

Maintenance

Your rollator should be checked periodically to ensure the brakes are functioning properly and that all nuts and bolts are secure.

Test the brakes prior to each use by both walking and squeezing the brakes and by stopping, pushing down on the brakes to a locked position, and then trying to push the walker. If the brakes do not lock the wheels, the brakes need to be adjusted. If adjustment does not tighten the brakes, **DO NOT** use the rollator.

Consignes de sécurité

Afin d'utiliser le déambulateur à roulettes Medline en toute sécurité, il est impératif de suivre les consignes de sécurité et l'ensemble des instructions qui suivent.

Précautions générales

- ⚠ **N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris les instructions du présent manuel.** Si vous ne comprenez pas les mises en garde, les précautions ou les instructions, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou un technicien avant d'utiliser le déambulateur. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager l'équipement.
- ⚠ Le déambulateur **NE** doit **PAS** être déplacé lorsque l'utilisateur est assis sur le siège.
- ⚠ Le déambulateur à roulettes est réservé à un usage individuel exclusivement et **NE DOIT PAS SERVIR DE FAUTEUIL ROULANT.** Une mauvaise utilisation peut causer de graves blessures à l'utilisateur et/ou des dommages au cadre ou aux roulettes du déambulateur.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le déambulateur pour reculer, descendre une pente ou monter des marches, ni franchir des trottoirs ou des obstacles. De graves chutes ou blessures pourraient se produire.
- ✓ Le dossier est destiné à soutenir votre dos lorsque vous êtes assis sur le siège. Le dossier n'est pas conçu pour supporter tout le poids du corps. Évitez de vous appuyer contre le dossier lorsque vous occupez le siège, ce qui pourrait causer une chute.
- ✓ Les quatre roulettes doivent toucher le plancher et/ou le sol **EN TOUT TEMPS.** Le déambulateur sera ainsi correctement stabilisé.
- ⚠ **NE** dépassez **PAS** la capacité de charge (en tenant compte du contenu du sac), car de sérieuses blessures peuvent se produire.
Capacité maximale de charge : 136 kg (300 lb).
- ✓ Les articles doivent être placés entièrement dans le sac, sans dépasser. Un excédent de poids peut faire basculer le déambulateur et causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- ✓ Le poids du panier sous le siège ne doit pas dépasser 2,26 kg (5 lb).
- ✓ Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cadre du déambulateur est complètement ouvert.
- ✓ Nettoyez régulièrement le déambulateur à roulettes avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.

Précautions relatives au siège

- ✓ L'utilisateur **DOIT** verrouiller les freins **AVANT** de s'asseoir sur le siège.
- ⚠ **NE** vous asseyez **PAS** sur le siège du déambulateur pendant qu'on le charge ou le transporte dans un véhicule.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le siège pour transporter des personnes ou objets.
- ⚠ **NE** vous asseyez **PAS** sur le siège lorsque le déambulateur à roulettes se trouve sur un sol en pente.

Précautions relatives aux freins

- ⚠ Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que les parties mobiles fonctionnent correctement.
- ⚠ Les roulettes doivent tourner aisément sans être branlantes.
- ⚠ Pour passer de la position assise à la position debout, **NE** vous servez **PAS** du déambulateur à roulettes. Si l'utilisateur se sert du déambulateur à roulettes pour se lever, ce dernier risque de se déplacer même si les freins sont verrouillés, ce qui risquerait de provoquer une chute.
- ⚠ **NE** poussez **PAS** le déambulateur lorsque les freins sont actionnés. Les freins doivent être actionnés pour empêcher les roulettes de rouler. Cependant, ils risquent de ne pas empêcher le déplacement du déambulateur s'il est poussé.

Remarque : Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par Medline Industries, LP.

Liste des pièces du déambulateur à roulettes

Remarque - Vous pouvez demander une démonstration d'installation et de fonctionnement à votre fournisseur local de matériel médical ou à votre pharmacie.

Liste des pièces du déambulateur à roulettes

- 1 cadre de déambulateur à roulettes
- 1 dossier
- 2 poignées et freins
- 1 panier
- 2 leviers pour le réglage de la hauteur
- 2 vis et rondelles




Figure 1 : Déambulateur à roulettes assemblé

Déambulateur à roulettes assemblé

- A Appuie-mains
- B Leviers pour le réglage
- C Dossier
- D Fixation du dossier
- E Siège
- F Leviers de frein
- G Câbles de frein
- H Mécanisme de pliage
- I Roulettes avant de 20,3 cm (8 po)
- J Roulettes arrière de 20,3 cm (8 po)
- K Panier




Figure 2 : Poignée de frein

Instructions d'assemblage

1. Retirez avec précaution les composants du déambulateur à roulettes de la boîte d'expédition. Référez-vous au schéma (**Figure 1**) au besoin.
2. Examinez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage survenu durant le transport. **N'utilisez PAS** le déambulateur à roulettes s'il présente des dommages apparents ou des pièces manquantes (autres que le sac). En cas de pièces manquantes ou endommagées, communiquez avec le Service d'assistance à la clientèle de Medline au numéro sans frais **1 800 MEDLINE**.
3. Retirez la protection en plastique des roulettes. Vérifiez que toutes les roulettes fonctionnent correctement et roulent librement. Assurez-vous également que les quatre roulettes touchent le sol.
4. Dépliez le déambulateur à roulettes en poussant sur le mécanisme de pliage (**H**) jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé.
5. Insérez le dossier (**C**) dans les pièces de fixation de façon à ce que la partie incurvée soit orientée vers le devant du déambulateur. Le dossier se glisse facilement dans la pièce de fixation en plastique.
6. Insérez les poignées de façon à ce que les appuie-mains (**A**) soient alignés sur les roulettes arrière. Les câbles du frein doivent être à l'extérieur des poignées et du cadre. Assurez-vous que l'excédent de câble s'enroule vers l'avant du déambulateur à roulettes.
7. Fixez les poignées en insérant les vis depuis l'intérieur du cadre jusque dans les trous. Alignez la tête du boulon de manière à ce qu'elle soit au même niveau que le cadre. En appuyant sur le boulon, ajoutez la rondelle à l'autre extrémité. Installez ensuite le levier de réglage de la hauteur (**B**) et serrez légèrement. Réglez les appuis-mains (**A**) à la bonne hauteur.

Déterminer la bonne hauteur

Tenez-vous debout derrière le déambulateur à roulettes, les épaules relâchées et les bras le long du corps, et regardez devant vous. Dans cette position, les appuie-mains (**A**) du déambulateur à roulettes devraient être à la hauteur des poignets. Lorsque la poignée est à la hauteur souhaitée, resserrez complètement le levier de réglage de la hauteur (**B**) **Important** Serrez à la main uniquement! Appuyez sur le bouton du levier pour tourner la poignée jusqu'à l'angle désiré. Répétez de l'autre côté. Assurez-vous que les poignées de poussée sont à la même hauteur et vissées à fond avant l'utilisation.

Mode d'emploi

Utilisation du déambulateur à roulettes comme marchette

Afin de garantir le bon positionnement et la bonne utilisation du déambulateur à roulettes, imaginez une ligne à l'arrière des roulettes arrière. Une partie du pied devrait être légèrement en avant de cette ligne lorsque vous marchez.

Fonctionnement des freins (Figure 3)

Pour ralentir, tirez les leviers de frein vers le haut.

- Pour serrer les freins, appuyez sur les leviers de frein jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un déclic en position de verrouillage. Si les freins ont été ajustés, mais que les roulettes arrière du déambulateur à roulettes se déplacent lorsque les freins sont serrés, N'utilisez **PAS** le déambulateur à roulettes. Veuillez appeler le numéro sans frais du Service d'assistance à la clientèle 1 800 MEDLINE pour tout retour ou toute réparation.

- Pour déverrouiller les freins, tirez simplement les leviers de frein vers le haut.



Figure 3




Figure 4

Utilisation du déambulateur à roulettes comme siège

Poussez le déambulateur à roulettes vers l'endroit désiré.

- **VERROUILLEZ** les freins **AVANT** de vous asseoir sur le siège.
- **NE** vous déplacez **PAS** lorsque vous êtes assis sur le siège.

Réglage des freins (Figure 4)

1. Desserrez l'écrou du câble.
2. Abaissez le frein sur la roulette.
3. Tirez sur le câble du frein vers le bas.
4. Resserrez l'écrou du câble.

MISE EN GARDE : Après avoir ajusté les freins, vous devez les tester avant d'utiliser le déambulateur à roulettes. Consultez les instructions relatives à l'entretien.

Entretien

Votre déambulateur à roulettes doit être inspecté régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement des freins et le serrage de tous les écrous et boulons.

Testez les freins avant chaque utilisation en les serrant pendant que vous marchez et en vous arrêtant, puis en appuyant sur les freins jusqu'à une position verrouillée et en essayant de pousser le déambulateur à roulettes. Si les freins ne bloquent pas les roulettes, ils doivent être ajustés. Si l'ajustement ne permet pas de serrer les freins, N'utilisez **PAS** le déambulateur à roulettes.

Instrucciones de seguridad

Para garantizar su seguridad al usar este andador Medline, se debe observar la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.

Precauciones generales

- ⚠ **NO** utilice este producto sin antes leer y comprender las instrucciones contenidas en este manual. Si no entiende las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de la salud, distribuidor o personal técnico antes de usarlo. De lo contrario, podrían producirse lesiones corporales o daños al dispositivo.
- ⚠ El andador **NO** está diseñado para desplazarse mientras se está sentado.
- ⚠ Los andadores son para uso individual únicamente y **NO SE DEBEN USAR COMO SILLA DE RUEDAS**. El uso inadecuado podría causar lesiones graves al usuario y/o daños al armazón o a las ruedas del andador.
- ⚠ **NO** use el andador para retroceder, bajar pendientes ni subir escaleras o bordillos ni para pasar por encima de obstáculos. Existe un riesgo importante de caída o lesión.
- ✓ El respaldo está diseñado para proporcionar soporte a la espalda mientras el usuario está sentado. El respaldo no está diseñado para soportar el peso de todo el cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto podría provocar una caída.
- ✓ Todas las ruedas deben estar en contacto con el piso o el suelo en **TODO MOMENTO**. Esto garantizará que el andador esté equilibrado correctamente.
- ⚠ **NO** exceda la capacidad de peso máxima (que incluye el contenido de la bolsa) o podría sufrir lesiones graves. **Capacidad de peso máxima: 300 lb (136 kg)**.
- ✓ Los artículos se deben colocar completamente en la bolsa y no deben sobresalir. El exceso de peso puede hacer que el andador se vuelque, lo que provocaría lesiones corporales o daños al andador.
- ✓ La cesta ubicada bajo el asiento tiene una limitación de peso de 5 lb (2.26 kg).
- ✓ Antes de cada uso, cerciórese de que el armazón del andador esté completamente abierto.
- ✓ Limpie el andador periódicamente con un paño suave y un limpiador no abrasivo.

Precauciones sobre el asiento

- ✓ Los frenos **DEBEN** estar en la posición de bloqueo **ANTES** de sentarse en el asiento.
- ⚠ **NO** se sienta en el andador durante la carga o el transporte de este en un vehículo.
- ⚠ **NO** use el asiento para transportar personas ni objetos.
- ⚠ **NO** se sienta en el asiento cuando el andador se encuentre sobre una pendiente.

Precauciones sobre los frenos

- ⚠ Compruebe el funcionamiento correcto de los frenos. Cerciórese de que todas las piezas estén afianzadas y que las piezas móviles estén en buen estado de funcionamiento.
- ⚠ Las ruedas deben rodar fácilmente y no tambalearse.
- ⚠ Cuando el usuario se levante de una posición más baja, **NO** use el andador para brindarle asistencia. Si el andador se utiliza para ayudar al usuario a ponerse de pie, podría moverse, incluso si los frenos están en la posición de bloqueo, y provocar una caída.
- ⚠ **NO** empuje el andador mientras los frenos estén accionados. Los frenos se deben usar para evitar que las ruedas giren. Sin embargo, podrían no impedir que el andador se mueva si se lo empuja.

Nota: Solo use los accesorios y repuestos autorizados por Medline Industries, LP

Lista de piezas del andador

Nota. Quizás le convenga solicitar una demostración de armado y funcionamiento a su farmacia local o proveedor de equipos médicos.

Lista de piezas del andador

- 1 armazón de andador con ruedas
- 1 respaldo
- 2 manillares con frenos
- 1 cesta
- 2 palancas de ajuste de la altura
- 2 tornillos y arandelas




Figura 1: Andador montado

Andador montado

- A. Empuñaduras
- B. Palancas de ajuste de la altura
- C. Respaldo
- D. Fijación del respaldo
- E. Asiento
- F. Mangos de freno
- G. Cables de freno
- H. Mecanismo de plegado
- I. Ruedas delanteras de 8" (20.3 cm)
- J. Ruedas traseras de 8" (20.3 cm)
- K. Cesta




Figura 2: Mango de freno

Instrucciones de montaje

1. Retire con cuidado los componentes del andador de la caja de envío. Consulte el diagrama (**Figura 1**) según sea necesario.
2. Revise que las piezas no se hayan dañado durante el envío. **NO** use el andador si observa algún daño o si falta alguna pieza (salvo por la bolsa). Si alguna pieza está dañada o falta, llame al Servicio de Atención al Cliente de Medline al número gratuito **1-800-MEDLINE**.
3. Retire la funda de plástico de las ruedas. Verifique que todas las ruedas estén en buen estado de funcionamiento y rueden libremente. También cerciórese de que las cuatro ruedas toquen el suelo.
4. Despliegue el andador empujando hacia abajo el soporte plegable (**H**) hasta que el armazón esté extendido por completo.
5. Inserte el respaldo (**C**) en las piezas de sujeción de modo que la parte curva mire hacia el frente de la unidad. El respaldo se desliza fácilmente dentro de la pieza de sujeción de plástico.
6. Inserte los manillares de modo que las empuñaduras (**A**) queden alineadas con las ruedas traseras. Los cables de freno deben estar en el exterior de los manillares y del armazón. Cerciórese de que el exceso del cable de freno se curve hacia el frente del andador.
7. Fije los manillares introduciendo el tornillo desde el interior del armazón a través de los orificios. Alinee la cabeza del perno para que encaje a ras con el armazón. Presione el perno y añada la arandela en el lado opuesto del perno. Luego coloque la palanca de ajuste de la altura (**B**) y apriete levemente. Ajuste la altura de las empuñaduras (**A**) según sea apropiado.

Determine la altura apropiada

Colóquese de pie erguido detrás del andador, con los hombros relajados, los brazos colgando a los lados, y mire hacia adelante. De pie en esta posición, debe ajustar la altura de las empuñaduras (**A**) del andador para que coincida con la altura de las muñecas. Una vez que el manillar esté a la altura deseada, apriete completamente la palanca ajustadora de la altura (**B**). **Importante:** ¡Apriete a mano solamente! Se puede pulsar el botón de la palanca para girar el manillar al ángulo deseado. Repita el procedimiento en el otro lado. Antes del uso, cerciórese de que los dos manillares estén a la misma altura y completamente afianzados.

Instrucciones de operación

Uso del andador para caminar

Para la ubicación y el uso adecuados del andador, imagine una línea trazada por la parte posterior de las ruedas traseras. Cuando camine, parte de uno de sus pies deberá estar ligeramente más adelante de esa línea.

Para operar los frenos (Figura 3)

Para reducir la velocidad, apriete los mangos de freno hacia arriba.

- Para bloquear los frenos, empuje los mangos de freno hacia abajo hasta que note o escuche un chasquido que indique que los frenos encajaron en la posición de bloqueo. Si los frenos han sido ajustados, pero las ruedas traseras del andador se mueven mientras los frenos están en la posición de bloqueo, **NO** use el andador. Llame gratis a nuestro número de atención al cliente al 1-800-MEDLINE para devoluciones o reparaciones.

- Para soltar los frenos de la posición de bloqueo, simplemente empuje los mangos de freno hacia arriba.



Figura 3




Figura 4

Uso del andador como asiento

Empuje el andador a la ubicación deseada.

- **BLOQUEE** los frenos **ANTES** de sentarse
- **NO** impulse el andador por sí mismo cuando esté sentado

Ajuste de los frenos (Figura 4)

- 1 Afloje la tuerca del cable
- 2 Mantenga presionado el freno sobre la rueda.
3. Tire del cable de freno hacia abajo.
4. Vuelva a apretar la tuerca del cable.

PRECAUCIÓN: Después de hacer cualquier ajuste en los frenos del andador, debe probar los frenos antes de usar el andador. Consulte las instrucciones de mantenimiento.

Mantenimiento

Debe revisar su andador periódicamente para cerciorarse de que los frenos estén funcionando adecuadamente y que todas las tuercas y tornillos estén fijos.

Pruebe los frenos antes de cada uso. Para ello, camine y apriete los frenos, y también deténgase, empuje los frenos hacia abajo a la posición de bloqueo, y luego intente empujar el andador. Si los frenos no bloquean las ruedas, es necesario ajustarlos. Si el ajuste de los frenos no funciona, **NO** use el andador

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. Non-durable components such as accessories, plastic components, casters and grips are subject to normal wear and replacement. Non-durable components are warranted for 6 months and the frame has a limited lifetime warranty.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. Les composants non durables comme les accessoires, les pièces en plastique, les roulettes et les poignées sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés. Les composants non durables sont garantis pendant 6 mois et le cadre est couvert par une garantie à vie limitée.

Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. Los componentes no duraderos, como accesorios, componentes plásticos, ruedecillas y empuñaduras están sujetos al desgaste y reemplazo normales. Los componentes no duraderos tienen una garantía de 6 meses y el armazón tiene una garantía limitada de por vida.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,

Northfield, IL 60093 USA

Medline United States

1-800-MEDLINE (633 5463)

medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268 2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Síguenos



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2022 Medline Industries, LP. Medline and Guardian are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. ©2022 Medline Industries, LP. Medline et Guardian des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2022 Medline Industries, LP. Medline y Guardian son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.

©2022 Medline Industries, LP. All rights reserved./Tous droits réservés./Todos los derechos reservados. Medline is a registered trademark of/est une marque déposée de/es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.